

Inhalátory OMRON - porovnanie vlastností a funkcií

Model	C102 Total	C28P (C105)	DuoBaby (C301)	NamiCat (C303)	C810	MicroAir (U100)
Spôsob nebulizácie	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	ultrazvuk M.E.S.H.
Nebulizačný výkon – množstvo liečiva premeného na aerosól za min. (ml/min.)	0,35	0,235 / 0,4	0,2 / 0,4	0,35	0,35	0,25
Účinnosť inhalácie – množstvo liečiva skutočne vdýchnutého za min. (ml/min.)	0,07	0,12	0,12 / 0,16	0,06	0,07	
Veľkosť produkovaných častíc (µm)	2,6	2,65	4,0 / 9,0	3,4	4,4	4,5
Hlučnosť (dB)	57	55	63	58	<52	< 5
Rozmery prístroja šírka/výška/hĺbka (mm)	145/124/222	180/104/180	170/105/280	148/135/180	124/59/90	45/130/60
Hmotnosť prístroja (kg)	1,1	1,3	1,7	1,2	0,19	0,2
Vhodný aj na inhaláciu minerálnych vôd (napr. Vincentka)	•	•	•	•	•	
Vhodný pre všetky druhy inhalačných liečiv /	•	•	•	•	•	
rýchlosť inhalácie hustých viskózných liečiv (napr. Yabro)	stredné	rýchle	rýchle	stredné	stredné	
Príslušenstvo v zákl. balení:						
Maska pre deti	•	•	•	•	•	•
Maska pre dospelých	•	•		•	•	•
Náustok	•	•	•	•	•	•
Násadec na vdychovanie nosom	•		•	•		
Odsávačka hlienov			•			
Nosová sprcha	•	možnosť dokúpiť	možnosť dokúpiť	možnosť dokúpiť		